

Technische specificaties

	Easy Rider (M)	Easy Rider Compact	Easy Rider Compact Small	Easy Sport	Easy Sport Small	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktor	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinnny	Twinnny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Framehoogte (cm)	-	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	41	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ V 52 ¹ A	30 ¹ V 52 ¹ A	52	52	52
Instaphoogte (cm)	35	32	32	52	41	28	23	25	20	12	18	16	29	22	22	-	-	37 V 44 A	37,5 V 45 A	36 V 43 A	36 V 45 A	45	28	45
Gewicht (± kg) <small>(zonder elektro-systeem, m.u.v. Chat en Easy Go)</small>	49	39	37,5	39	36	29	32	27	21	11	30	30	64	26	9	76	76	35	44	39	48	58	64	97
Max. gewicht bagagesysteem (kg)	20	10	10	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	23	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lengte (cm)	225 ¹ max.	173 max.	173 max.	225 max.	186	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	199	193	259	261	244	246	214	253	232
Breedte (cm)	78	73	73	80	77	75	75	75	60	59	80	89	72	66	55	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Optie deelbaar frame	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. gebruikersgewicht (kg) <small>(per persoon)</small>	140 ²	100	80	120	80	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120	120	120	120	120	120	120	110/140 ³	120/200 ³
Binnenbeenlengte (cm)	65-88 ¹	63-81	52-72	65-105 ¹	47-73 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	67-93 ¹	67-93 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ V 77-89 ¹ A	50-62 ¹ V 77-89 ¹ A	80-95	80-95	80-95

¹ = Aanpasbaar ² = Versterkte uitvoering mogelijk

³ = VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg* (*versterkte voorzijde max. 200 kg).
Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.

V = Voor
A = Achter