

Easy Rider Compact Small

Tricycle compact pour enfants

NOUVEAU



Le tricycle compact avec siège de Van Raam

L'Easy Rider Compact Small est un tricycle compact avec un cadre abaissé. Le centre de gravité bas offre beaucoup de stabilité pendant la conduite. Le siège avec dossier assure un confort de conduite supplémentaire. En pédalant sur ce vélo, vous faites un mouvement de pédalage vers l'avant, ce qui vous permet d'exercer plus de force en pédalant.

L'Easy Rider Compact Small est facile à transformer en Easy Rider Compact, ce qui permet au vélo de grandir avec la personne qui l'utilise.

Pour qui ?

L'Easy Rider Compact Small est adapté aux enfants qui ont des troubles de l'équilibre. Les personnes ayant une longueur d'entrejambe d'environ 52 cm à 72 cm peuvent utiliser ce tricycle.

”

Un grand avantage est que l'Easy Rider Compact Small est un vélo évolutif qui peut être transformé en Easy Rider Compact.





Avantages de l'Easy Rider Compact Small

- ✓ Facile à transformer en modèle Easy Rider Compact
- ✓ Tricycle très compact avec un petit rayon de braquage
- ✓ Enfournement plus bas pour faciliter la montée
- ✓ Pédaler plus facilement que sur un tricycle traditionnel
- ✓ Moins de pression sur le dos, le cou, les épaules et les poignets

Caractéristiques de l'Easy Rider Compact Small

- Avec un porte-bagages adapté aux sacoches à ouverture unique
- Siège confortable avec appui dorsal réglable
- Apparence sportive et moderne
- La position assise stable et basse permet de se sentir en sécurité
- Passe à travers une porte standard

Options et assistance au pédalage

Avec différentes options, le vélo peut être adapté à vos souhaits. Pensez par exemple aux fixations pour les pieds, à un gilet de fixation ou à une adaptation des pédales.

Vous souhaitez un tricycle électrique ? Le Easy Rider Compact Small peut également être équipé d'une assistance au pédalage. La vitesse maximale assistée pour ce vélo est de 15 km par heure.

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------|
| Hauteur d'embarquement (cm): | 32 |
| Poids vélo ¹ (kg): | 37,5 |
| Charge maximale du porte-bagages (kg): | 10 |
| Longueur totale du vélo (cm): | 173 |
| Largeur totale du vélo (cm): | 73 |
| Autonomie moyenne ² (km): | 61 |
| Poids max. de l'utilisateur (kg): | 80 |
| Longueur d'entrejambe (cm): | ± 52-72 |

1. Sans système électrique

2. Avec batterie standard



Envie d'en savoir plus ?

Voulez-vous plus d'informations sur le tricycle Easy Rider Compact Small ? Alors n'hésitez pas à contacter Van Raam.

☎ +31 (0)315 - 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com