

# Easy Rider Compact Small

Kompaktes Sesseldreirad für Kinder

NEU



## Van Raam's kompaktes Sesseldreirad

Der Easy Rider Compact Small ist ein kompaktes Dreirad mit niedrigem Einstieg. Der niedrige Schwerpunkt bietet während des Radfahrens eine hohe Stabilität. Der Sitz mit Rückenlehne sorgt während des Radfahrens für zusätzlichen Fahrkomfort. Auf dem Fahrrad machen Sie eine vorwärts gerichtete Tretbewegung, wodurch Sie beim Treten mehr Kraft aufbringen können.

Der Easy Rider Compact kann einfach zum Easy Rider Compact umgebaut werden. Das Fahrrad kann daher mitwachsen mit der Person die darauf fährt.

### Für wen?

Der Easy Rider Compact Small ist geeignet für Kinder, die Schwierigkeiten mit der Stabilität haben. Personen mit einer innenbeinlänge von etwa 52 cm bis 72 cm passen auf dieses Dreirad.

”

***Ein großer Vorteil ist, dass der Easy Rider Compact Small ein mitwachsendes Fahrrad ist und zu einem Easy Rider Compact umgebaut werden kann.***

---







## Vorteile des Easy Rider Compact Small

- ✓ Leicht umzubauen zum Easy Rider Compact
- ✓ Sehr kompakter Dreirad mit kleinem Wendekreis
- ✓ Niedriger Einstieg für einfaches Aufsteigen
- ✓ Fährt einfacher als ein traditionelles Dreirad
- ✓ Weniger Belastung für Rücken, Nacken, Schultern und Handgelenke

## Eigenschaften des Easy Rider Compact Small

- Gepäckträger geeignet für einseitige Fahrradtaschen
- Komfortabler Sitz mit verstellbarer Rückenlehne
- Sportliches und modernes Erscheinungsbild
- Stabile und niedrige Sitzposition sorgt für ein sicheres Gefühl
- Passt durch eine normale Türöffnung

## Optionen und Tretunterstützung

Mit verschiedenen Optionen kann das Fahrrad nach Ihren Wünschen angepasst werden. Denken Sie zum Beispiel an Fußstützen, ein Brustschulter Gurt oder eine Pedalanpassung.

Möchten Sie ein elektrisches Dreirad? Der Easy Rider Compact Small kann auch mit Tretunterstützung geliefert werden. Die maximal unterstützte Geschwindigkeit für dieses Fahrrad beträgt 15 km pro Stunde.

## Technische Daten

Einstiegshöhe (cm):	32
Fahrradgewicht <sup>1</sup> (kg):	37,5
Max. Traglast Gepäckträger (kg):	10
Gesamtlänge Fahrrad (cm):	173
Gesamtbreite Fahrrad (cm):	73
Durchschnittliche Reichweite <sup>2</sup> (km):	61
Max. Benutzergewicht (kg):	80
Innenbeinlänge (cm):	± 52-72
<small>1. Ohne Elektrosystem</small>	
<small>2. Mit Standardakku</small>	



## Mehr Informationen?

Möchten Sie weitere Informationen über das Dreirad Easy Rider Compact Small erhalten? Setzen Sie sich bitte in Verbindung mit Van Raam.

☎ +31 (0)315 - 25 73 70

✉ [info@vanraam.com](mailto:info@vanraam.com)

🌐 [www.vanraam.com](http://www.vanraam.com)