



Standaard frame

- a = maximale lengte 2140 mm
- b = maximale breedte 760 mm
- c = hoogte 1240 mm
- d = binnenbeenlengte 800 mm - 950 mm
- e = framehoogte 520 mm
- f = instaphoogte achter 450 mm
- g = zitdiepte 300 mm - 400 mm
- h = rugsteunhoogte 600 mm
- i = zitbreedte 500 mm
- j = onderbeenlengte 300 mm - 530 mm
- draaicirkel = 6,2 m

Optie zitbreedte instelbaar
i = 235 mm - 335 mm