

Produktkatalog

Spezialfahräder





Let's all cycle!

Fahrräder für alle

Radfahren bedeutet Freiheit: die Freiheit, zu gehen und zu stehen, wo Sie möchten, und mit den Menschen und Orten verbunden zu bleiben, die Ihnen wichtig sind. Es ist eine nachhaltige Art des Reisens, die Bewegung und Komfort kombiniert.

Bei Van Raam glauben wir an inklusive Fahrradmobilität: die Idee, dass Radfahren für alle zugänglich sein sollte, unabhängig von körperlichen Einschränkungen oder persönlichen Umständen. Unser tiefgehendes Wissen und unsere Leidenschaft für Fahrradmobilität ermöglichen es uns, Fahrräder zu entwickeln, die perfekt auf persönliche Wünsche abgestimmt sind. So erhält jeder, unabhängig von der Situation, die Freiheit, weiter Rad zu fahren – sei es eigenständig oder gemeinsam mit anderen.

Let's all cycle!



4



34



58



60

Inhalt

Let's all cycle!	2
Selbstständiges Radfahren	4
Dreiräder	4
Elektromobil-Dreirad	20
Tiefeinsteiger-Rad	22
Gemeinsames Radfahren	24
Parallel-Tandems	24
Tandems	30
Rollstuhlfahrräder	36
Transportfahrrad	42
Technische Spezifikationen	44
Optionen/Zubehör	46
Tretunterstützung (smart E-Bike)	48
Über Van Raam	50
Anschaffung	52
Customer Care	54
Service	55

Scannen Sie den QR-Code

In diesem Produktkatalog werden QR-Codes verwendet. Diese QR-Codes enthalten einen Link zu einer Seite auf der Webseite von Van Raam. Die Webseite enthält weitere Informationen zu dem jeweiligen Thema.

Ein QR-Code kann gescannt werden, indem Sie die Kamera Ihres Smartphones/Tablets öffnen und auf den QR-Code zeigen. Es erscheint ein Link, auf den Sie klicken können und Sie werden auf die Webseite weitergeleitet. Funktioniert es nicht? Laden Sie dann eine QR-Code-Scanner-App aus dem App-Store Ihres Smartphones/Tablets herunter.

Scannen Sie diesen QR-Code und Sie werden weitergeleitet nach www.vanraam.com





Selbstständiges Radfahren

Dreiräder

Dreiräder ermöglichen es Menschen mit einer Behinderung, eine längere Zeit selbstständig Fahrrad zu fahren. Die drei Räder sorgen für Stabilität und Sicherheit beim Radfahren.

Van Raam hat verschiedene Dreiradmodelle für alle Altersgruppen. Es gibt fast immer ein Fahrrad, das zu Ihren Bedürfnissen passt.

Vorteile

- ✓ Anhalten ohne absteigen
- ✓ Dreiräder bieten Stabilität beim Radfahren
- ✓ Viele verschiedene Modelle
- ✓ Feststellbremse ermöglicht ein sicheres Auf- und Absteigen
- ✓ Sie müssen sich nicht selbst ausbalancieren





Easy Rider

Sessel-Dreirad

Das Easy Rider ist ein Dreirad mit optimalen Fahreigenschaften für Erwachsene, womit Sie problemlos radeln können. Durch den einzigartigen Rahmen ergibt sich ein niedriger Einstieg und liegt der Schwerpunkt tiefer. Dies sorgt für ein stabiles und sicheres Gefühl.

Dieses Dreirad hat einen bequemen und leicht verstellbaren Sitz. Die Vorwärtsbewegung beim Treten und die Federung im Rahmen sorgen für perfekten Komfort. Das Easy Rider ist daher für kurze Fahrten, aber auch für längere Fahrradtouren geeignet.

Das moderne aerodynamische Design mit hydrogeformten Rohren verleiht dem Easy Rider ein sportliches Aussehen. Mit der optionalen Tretunterstützung (smart E-Bike) wird das Radfahren noch einfacher.

”

Mit dem Easy Rider kann ich alleine losziehen und das Radfahren wieder genießen. Der Sitz ist sehr bequem.

David



Vorteile

- ✓ Gefederter Rahmen für optimalen Komfort
- ✓ Manövrierfähig durch kleinen Wenderkreis
- ✓ Komfortabler Sitz mit Steißbeinentlastung und verstellbarer Rückenlehne
- ✓ Geeignet für bis zu 140 kg (mit verstärktem Rahmen bis zu 180 kg)
- ✓ Einfache Einstellung von Sitz und Lenker

Beliebte Optionen/Zubehör

- Verschiedene Rahmengrößen (M und L)
- Verschiedene Federn für optimalen Komfort
- Stockhalter oder Korb für das Mitnehmen von Utensilien
- Sicherheitsgurt, Spiegel, Armlehnen oder Fußschale für mehr Sicherheit
- Zusätzliches Akkupaket oder Akku mit mehr Kapazität für mehr Reichweite



Easy Rider Compact

Kompaktes Sessel-Dreirad

Das Easy Rider Compact ist ein kompaktes Sessel-Dreirad, geeignet für kleine Erwachsene und große Kinder. Aufgrund des einzigartigen Rahmens gibt es einen niedrigen Einstieg und liegt der Schwerpunkt niedrig, was das Fahrrad stabil macht. So sitzen Sie mit einem sicheren Gefühl auf dem Dreirad.

Die Tretbewegung vorwärts und die Federung der einstellbaren Sitzung sorgen für perfekten Fahrkomfort. An der Rückenlehne ist einen Gepäckrahmen montiert worden. Das Easy Rider Compact ist sehr wendig und hat einen kleinen Wendekreis.

Das Easy Rider Compact kann für mehr Fahrkomfort optional mit Tretunterstützung ausgestattet werden.



”

Das Easy Rider ist perfekt für mich; komfortabel, sicher und leicht im Gebrauch.

Helen



Vorteile

- ✓ Ganz kompakt und sehr wendig wegen eines kleinen Wendekreises
- ✓ Stabile, niedrige Sitzposition sorgt für ein sicheres Gefühl
- ✓ Niedriger Einstieg und komfortable, gefederte Sitzung
- ✓ Einfacher als herkömmliches Dreirad bezüglich des Radfahrens
- ✓ Weniger Belastung für Rücken, Nacken, Schultern und Pulsen

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Einseitige Fahrradtasche am Gepäckrahmen
- Gurt, Spiegel, Armlehnen oder Fußschale für extra Sicherheit
- Externer Ladepunkt für einfaches Aufladen des Akkus
- Stockhalter





Easy Rider Compact Small

Kompaktes Sessel-Dreirad

Das Easy Rider Compact Small ist ein kompakter Dreirad mit einem niedrigen Einstieg. Der tiefe Schwerpunkt bietet beim Fahren viel Stabilität. Der Sitz mit Rückenlehne bietet zusätzlichen Fahrkomfort. Auf dem Fahrrad tritt man vorwärts in die Pedale, wodurch Sie mehr Kraft beim Treten aufbringen können.

Das Easy Rider Compact Small kann von einem Van Raam Händler einfach in ein Easy Rider Compact umgebaut werden. Dadurch kann das Fahrrad mit der Person mitwachsen, die darauf fährt.



Vorteile

- ✓ Einfacher Umbau zur Easy Rider Compact-Ausführung
- ✓ Sehr kompaktes Dreirad mit kleinem Wendekreis
- ✓ Fährt sich leichter als herkömmliche Dreiräder
- ✓ Niedriger Einstieg, der das Aufsteigen erleichtert
- ✓ Weniger Belastung für Rücken, Nacken, Schultern und Handgelenke

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (Smart E-Bike)
- Fixationsweste für zusätzliche Stabilität auf dem Sitz
- Pedalanpassungen, wie Fußschalen oder Balancepedale
- Einseitige Fahrradtasche für den Gepäckträger
- Klappbare Armlehnen

”

Ein großer Vorteil ist, dass das Easy Rider Compact Small ein Mitwachselfahrrad ist und in ein Easy Rider Compact umgebaut werden kann.

Fam. Fischer





Easy Sport

Liegedreirad

Das Easy Sport ist ein ideales Dreirad für sportliche Menschen, die auch den Komfort schätzen. Dieses Dreirad hat einen ergonomisch verstellbaren Sitz mit Rückenlehne, mit dem sowohl eine sportliche als auch eine erholsame Runde geradelt werden kann.

Dank des Unterlenkers werden Rücken, Nacken, Schultern und Handgelenke weniger belastet. Das Easy Sport ist in der Länge einstellbar, so bekommen Sie die optimale Fahrhaltung, die zu Ihrer Länge passt.

Die Federung im Rahmen gibt Ihnen zusätzlichen Komfort beim Radfahren. Mit der optionalen Tretunterstützung wird das Radfahren mit dem Easy Sport noch einfacher.



”

Ich kann meinen Arm nicht richtig hochheben. Dieses Fahrrad mit Untersteuerung ist die Lösung. Es ist fantastisch!

Daniel

Vorteile

- ✓ Komfortabler Sitz mit Rückenlehne
- ✓ Weniger Last für Rücken, Nacken, Schultern & Handgelenke durch Unterlenker
- ✓ Federung bietet zusätzlichen Komfort
- ✓ Einfaches Auf- und Absteigen
- ✓ In der Länge einstellbar

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- 8-Gangschaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse
- Bedienung auf einer Seite des Lenkers oder einhändig bedienbares Schloss
- Komfortsitz L möglich
- Fußschale zur Befestigung am Pedal





Vorteile

- ✓ Unterlenker sorgt für weniger Gelenkbelastung
- ✓ Modernes und zeitgemäßes Liegedreirad
- ✓ Für sowohl sportliche als erholsame Fahrradtouren
- ✓ Extra Komfort dank Federung im Rahmen
- ✓ Das Liegedreirad passt durch eine normale Tür

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- 8 Gänge mit Freilauf
- Einseitige Vorzugsbedienung am Lenker oder einhändig bedienbares Schloss
- Fußschale für Fixierung am Pedal
- Externer Ladepunkt für einfaches Aufladen des Akkus



”

***Dank dieses Fahrrads kann ich wieder oft Rad fahren,
denn es ist ultra-robust und einfach im Gebrauch!***

Liam



Easy Sport Small

Liegedreirad

Das Easy Sport Small ist ein Liegedreirad mit Unterlenker. Das Fahrrad ist für Kinder und kleine Erwachsene, die sportlich Rad fahren möchten, entworfen worden und ist die kleinere Variante des Easy Sport Liegedreirads für Erwachsene.

Das Fahrrad bietet ausgezeichneten Fahrkomfort wegen der Federung im Rahmen, der Sitzung mit Rückenlehne, der Tretposition vorwärts und der liegenden Fahrhaltung. Der Unterlenker verringert die Belastung für Rücken, Nacken, Schultern und Pulsen.

Mithilfe Optionen wie Tretunterstützung, Pedalanpassungen oder eines Stockhalters können Sie das Fahrrad an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Maxi

Traditionelles Dreirad

Das Maxi ist ein traditionelles, aber trendiges Dreirad für Erwachsene. Dank der drei Räder haben Sie eine stabile Sitzposition und fahren Sie mit einem sicheren Gefühl. Des Weiteren ist das Fahrrad leicht und wendig.

Das Maxi hat eine hohe Sitzposition, die Ihnen während einer Fahrradtour einen guten Überblick über die Straße und die Umgebung gibt. Nach einem Einkaufsbummel können Sie Ihre Einkäufe im optionalen Einkaufskorb bequem mit auf das Fahrrad nehmen.

Dank des leicht zugänglichen Einstiegs ist das Auf- und Absteigen einfach. Natürlich ist das Maxi auch mit einem Elektromotor zur Tretunterstützung erhältlich.



”

***Aufgrund eines Infarkts konnte ich nicht mehr Rad fahren.
Das Maxi kam als die Lösung, damit das wieder möglich ist!***

Eva

Vorteile

- ✓ Stabiles Dreirad im ‚klassischen‘ Design
- ✓ Hohe Sitzposition, bietet einen guten Überblick
- ✓ Leichtgängig und manövrierfähig dank eines Differentials
- ✓ Passt durch eine normale Tür
- ✓ Sicheres Auf- und Absteigen durch die Verwendung der Feststellbremse

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- 8-Gangschaltung oder Ergogel-Sattel für komfortables Radfahren
- Spiegel oder Fußschale für zusätzliche Sicherheit
- Pannensichere Reifen
- Stockhalter oder Korb für das Mitnehmen von Utensilien



”

Am Anfang wollte ich kein Dreirad, aber mit dem Midi ist alles einfacher geworden. Ich kann überall hin.

Peter



Midi

Traditionelles Dreirad

Das herkömmliche Midi Dreirad ist für Kinder ab ca. 8 Jahren oder kleinere Erwachsene geeignet.

Dieses trendig designte Fahrrad ist wendig und leicht handzuhaben. Aufgrund der drei Räder ist das Midi sehr stabil. Dank der hohen Sitzposition haben Sie eine gute Sicht auf den Verkehr und die Umgebung.

Trotz der drei Räder können Sie problemlos durch eine normale Tür fahren, sodass Sie das Fahrrad zum Beispiel im Schuppen abstellen können.

Mit optionalen Extras, wie zum Beispiel einer Tretunterstützung, können Sie das Midi an Ihre Bedürfnisse anpassen und das Radfahren noch einfacher machen.



Vorteile

- ✓ Stabiles Dreirad im ‚klassischen‘ Design
- ✓ Wendig und leichtgängig, u. a. durch ein Differential
- ✓ Hohe Sitzposition, bietet einen guten Überblick
- ✓ Passt durch eine normale Tür
- ✓ Sicheres Auf- und Absteigen durch die Verwendung der Feststellbremse

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- 8-Gangschaltung mit Freilauf oder Rücktrittbremse
- Rückenstütze (mit Gurt) zur Fixierung und Sicherheit
- Einhändig bedienbares Schloss zum einfachen Verschließen
- Stockhalter oder Korb für das Mitnehmen von Utensilien





”

Durch meine Krankheit habe ich nicht genug Energie, um Rad zu fahren. Mit dem Easy Go ist es dennoch möglich.

Wendy

Vorteile

- ✓ Fahrrad, Elektrofahrrad (smart E-Bike) und Elektromobil in einem
- ✓ Kompakter als ein Elektromobil
- ✓ Vorwärts- und Rückwärtsfahren
- ✓ Sicher durch die Anti-Kipp-Räder und die Feststellbremse
- ✓ Kein Führerschein oder Fahrunterricht erforderlich

Beliebte Optionen/Zubehör

- Zusätzliches Akkupaket oder Akku mit mehr Kapazität für mehr Reichweite
- Einhändig bedienbares Schloss
- Klappbare Armlehnen
- Blinker-Set
- Komfortsitz XL



Easy Go

Elektromobil-Dreirad

Das Easy Go ist ein einzigartiges Fahrrad: Es ist ein (Elektro-) Fahrrad und ein Elektromobil in einem. Sie können während einer Fahrt ganz einfach zwischen den drei Modi wechseln: Sie fahren völlig selbstständig, Sie fahren mit Tretunterstützung oder Sie fahren im Elektromobil-Modus.

Elektrisches Radeln oder Fahren kann in drei Unterstützungspositionen erfolgen, sowohl vorwärts als auch rückwärts. Im Elektromobil-Modus können Sie Ihre Füße auf der klappbaren Fußplatte ablegen. Das Easy Go ist stabil, kompakt und wendig und daher sehr gut zum Einkaufen geeignet. Durch den bequemen Sitz haben Sie außerdem eine aufrechte Sitzposition.





”

Das Balance ist ein schönes Rad, ich komme mit beiden Füßen auf dem Boden. Dadurch fühlt es sich sehr sicher an.

Lucas



Balance

Tiefeinsteiger-Rad

Das Balance ist ein Tiefeinsteiger-Fahrrad. Der einzigartige Rahmen ermöglicht Ihnen eine niedrige Sitzposition, sodass Sie beide Füße auf den Boden stellen können. So müssen Sie nicht vom Sattel absteigen und können trotzdem mit optimal gestrecktem Bein Radfahren.

Der Schwerpunkt liegt bei diesem Fahrrad tiefer, was das Radfahren besonders leicht und komfortabel macht. Das Balance hat eine einzigartige ergonomische Sitzhaltung, wobei Pulse, Schultern und Nacken entlastet werden.

Vorteile

- ✓ Extra breiter und tiefer Einstieg
- ✓ Immer mit beiden Füßen auf dem Boden, ohne vom Rad abzusteigen
- ✓ Ergonomische Sitzposition
- ✓ Mehr Kraft durch nach vorn gerichtetes Treten
- ✓ Komfortables Fahren durch tieferen Schwerpunkt

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Verschiedene Rahmengrößen
- Einhändig bedienbares Schloss
- Stockhalter oder Fahrradtasche für das Mitnehmen von Utensilien
- Spiegel für zusätzliche Sicherheit





Gemeinsames Radfahren

Parallel-Tandems

Wenn das selbstständige Radfahren nicht möglich ist, können Sie sich für ein Van Raam Fahrrad entscheiden, bei dem Sie gemeinsam Radfahren können.

Bei einem Parallel-Tandem sitzen Sie nebeneinander. Beim Fun2Go gibt es einen Fahrer und einen Beifahrer. Der FunTrain ist ein Anhänger, der hinter dem Fun2Go angebracht wird. So kann ein Hauptfahrer mit drei Fahrgästen fahren.

Vorteile

- ✓ Gute Sicht und Kommunikation aufgrund der nebeneinanderliegenden Sitze
- ✓ Ein Hauptfahrer + Passagier(e)
- ✓ Wenn der Passagier sitzen kann, kann diese Person mit
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Gemeinsam Radtouren genießen



Fun2Go

Parallel-Tandem

Mit dem Fun2Go Parallel-Tandem können Sie gemeinsam Rad fahren. Da Sie nebeneinander sitzen, kann man sich gut unterhalten und zusammen die Umgebung genießen.

Der Fahrer hat die volle Kontrolle über das Parallel-Tandem und der Beifahrer kann optional mitreiten. Hierdurch eignet das Fahrrad sich sehr für das gemeinsame Radfahren mit Personen, die nicht (mehr) selbständig am Verkehr teilnehmen können.

Das Fun2Go sorgt garantiert für stundenlangen Spaß beim Radfahren und wird bei unter anderem Pflegeeinrichtungen oft eingesetzt. Um ohne große Anstrengung gut Rad fahren zu können, können Sie sich für elektrische Tretunterstützung entscheiden.

”

Dank des Fun2Go besuchen wir wieder mehrere Orte. Ich habe meine Freiheit zurückbekommen.

William



Vorteile

- ✓ Gute Sicht und gute Kommunikation durch Sitze nebeneinander
- ✓ Wenn der Beifahrer sitzen kann, kann er mit (Mitreten ist optional)
- ✓ Einfach lenkbar wegen kleines Wendekreises
- ✓ Eine Person lenkt, beide können treten
- ✓ Komfortable und ergonomische einstellbare Sitzungen mit Rückenlehne

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Drehbarer Sitz für einfaches Einsteigen
- Gurt, Armlehne oder Fußschale für extra Sicherheit
- Aufklappbare Fußplatte für Passagier
- Schaltbare Nabe um zu bestimmen ob der Passagier mitradelt



FunTrain

Parallel-Tandem-Anhänger

Das gemeinsame Radfahren wird mit dem FunTrain noch besonderer. Mit dem Parallel-Tandem-Anhänger, der Sie mithilfe einer Anhängerkupplung hinten das Fun2Go koppeln können, kann ein Hauptfahrer mit drei Passagieren Rad fahren.

Der Hauptfahrer sitzt auf dem Parallel-Tandem und hat die volle Kontrolle über den Zug, weil der Fahrer als Einziger lenken und bremsen kann. Der Anhänger verfügt über eine automatische Auflaufbremse, wodurch dieser sicher und gut bremsst. Auf dem FunTrain sitzen Sie nebeneinander, wodurch Sie sich gut miteinander unterhalten können und unterzwischen die Umgebung genießen können.

Durch das aufklappbare Stützrad ist ein abgekoppelter FunTrain leicht zu bewegen.



”

Es ist sehr schön, mit drei Bewohnern rausgehen zu können. Sie freuen sich auf die gemeinsamen Fahrten.

Kim

Vorteile

- ✓ Ein Begleiter fährt mit drei Passagieren Rad
- ✓ Einfach hinten ein Fun2Go Parallel-Tandem zu koppeln
- ✓ Gute Sicht und leichte Kommunikation durch Sitze nebeneinander
- ✓ Leicht einstellbare komfortable Sitzungen mit Rückenlehne
- ✓ Separater FunTrain einfach transportabel mit aufklapbarem Stützrad

Beliebte Optionen/Zubehör

- Aufklappbare Fußplatte für Passagieren
- Gurte und Armlehnen für extra Sicherheit
- Pedalanpassung, wie Fußschale
- Fahrradhülle für das Abdecken des FunTrain
- Stockhalter





Tandems

Mit den Tandems von Van Raam können Sie das Radfahren gemeinsam genießen. Aufgrund des tiefen Einstiegs und der verschiedenen Optionen werden die Tandems oft von Personen genutzt, die nicht in der Lage sind, selbstständig Rad zu fahren.

Van Raam hat Zweirad- und Dreirad-Tandems für zwei Erwachsene und für eine Erwachsene und ein Kind.

Vorteile

- ✓ Erhöhung der Mobilität
- ✓ Gute Übersicht durch die hohe Sitzposition
- ✓ Tiefer Einstieg
- ✓ In diversen Ausführungen mit verschiedenen Optionen erhältlich
- ✓ Einfach in der Anwendung





Twinny und Twinny Plus

Tandems für Erwachsene

Das Twinny ist ein zweirädriges Tandem für Erwachsene. Bei diesem Fahrrad sitzen Sie während der Fahrt hintereinander. Sie haben mehr Platz zwischen den beiden Sitzen als bei einem herkömmlichen Tandem. Eine Person lenkt und bremst, während beide in die Pedale treten können. Der Hauptfahrer kann optional die Mittretmöglichkeiten des Beifahrers einstellen. Der große Vorteil dieses Tandems ist der niedrige Einstieg. Das Twinny hat eine hohe Sitzposition, die beiden Fahrern einen guten Überblick verschafft.

Das Twinny Plus (basierend auf dem Twinny) ist ein Tandem mit drei Rädern. Das Tolle an diesem Dreirad-Tandem mit zwei Rädern an der Hinterseite ist die große Stabilität und das leichte Auf- und Absteigen.

Die Tandems haben einen robusten und stabilen Rahmen, der für gute Fahreigenschaften sorgt.



Twinny



Twinny Plus

Vorteile

- ✓ Zusätzlicher Raum zwischen den beiden Personen
- ✓ Niedriger Einstieg für sowohl Fahrer als Beifahrer
- ✓ Standardmäßig mit 8-Gangschaltung
- ✓ Durch drei Räder können Sie beim Twinny Plus leicht Auf- und Absteigen
- ✓ Gute Übersicht durch die hohe Sitzposition

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Wahl zwischen Vorder- und Hinterradlenkung
- Unterschiedliche Rahmenhöhe
- Rückenlehne (mit Gurt) oder Fußstütze zur Fixierung und Sicherheit
- Fahrer entscheidet, ob Beifahrer mitfahren muss oder nicht

”

Paul kann nicht selbstständig Rad fahren, hat aber eine gute körperliche Gesundheit. Er genießt das Radfahren.

Laura





Kivo und Kivo Plus

Tandems für Kind + Eltern/Begleiter

Das Kivo ist ein zweirädriges Tandem für ein Elternteil oder eine Begleitperson, die mit einem Kind radeln möchte. Das Kind sitzt vorne auf dem Tandem und hat während der Fahrt einen guten Überblick auf die Umgebung.

Das Elternteil sitzt hinten und kann so den Überblick auf das Kind und den Verkehr behalten. Das Kivo hat 8 Gänge und eine schaltbare Freilaufnabe, sodass das Elternteil wählen kann, ob das Kind verpflichtet mitradeln muss oder nicht.

Das Kivo Plus ist ein dreirädriges Tandem, das für mehr Stabilität beim Radfahren sorgt. Die beiden Hinterräder machen das Auf- und Absteigen auf das Tandem noch einfacher.



Kivo



Kivo Plus



”

Es ist schön, mit meiner Schwester Fahrrad fahren zu können! Zusammen draußen sein und zum Spielplatz fahren.

Zoë

Vorteile

- ✓ Gute Sicht auf die Umgebung und die Straße für Eltern/Begleiter und Kind
- ✓ 8 Gänge und schaltbare Freilaufnabe
- ✓ Niedriger Einstieg für Eltern/Begleiter und Kind
- ✓ Begleiter entscheidet, ob das Kind mitradeln muss oder nicht
- ✓ Gute Fahreigenschaften im Vergleich zu Tandems anderer Hersteller

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Rückenstütze (mit Gurt) zur Fixierung und Sicherheit
- Unterschiedliche Rahmenhöhen
- Pedalanpassung, wie Fußschale oder Kurbelverkürzer
- Transferständer auf dem Kivo für einfaches Auf- und Absteigen



Rollstuhlfahrer

Mit den Rollstuhlfahrern von Van Raam ist es möglich, gemeinsam mit jemandem zu radeln, der nicht mehr selbst dazu in der Lage ist.

Beim OPair sitzt der Passagier auf dem vorderen Sitz des Fahrrads. Beim VeloPlus kann der Passagier im eigenen Rollstuhl sitzen bleiben.

Vorteile

- ✓ Die Fahrräder können bis zum endgültigen Zielort genutzt werden
- ✓ Gute Sicht für Fahrer und Passagier
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Steigerung der Mobilität auf umweltfreundliche Weise
- ✓ Passagier und Begleiter können gemeinsam Fahrradtouren genießen





OPair

Rollstuhlfahrrad

Das OPair eignet sich für das Radfahren mit einer Person, die nicht in der Lage ist, selbstständig zu radeln. An der Vorderseite des OPair gibt es eine komfortable Sitzung, aber Sie können sich optional für eine eigene Sitzung entscheiden.

Die Sitztiefe und die Rückenlehne können an die Größe des Fahrgastes angepasst werden. Der Fahrer des Fahrrads hat einen guten Überblick über die Straße und der Passagier kann die Aussicht genießen.

Das OPair ist auch mit einem teilbaren Rahmen erhältlich, sodass der vordere Teil vor Ort als Rollstuhl verwendet werden kann.



”

Leider kann ich nicht selbstständig radeln, aber mit diesem Rad können wir wieder gemeinsam unterwegs sein.

Richard

Vorteile

- ✓ Stabiles Fahren durch Vorderräder mit leichtem Radsturz
- ✓ Leicht zu lenken durch normalen Lenkeinschlag
- ✓ Federung für zusätzlichen Komfort für Fahrer und Passagier
- ✓ Ergonomische Fahrposition für den Fahrer
- ✓ Klappbare und verstellbare Fußstützen für den Passagier

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Teilbarer Rahmen: Vorderteil kann als extra Rollstuhl verwendet werden
- Sitzbreite verstellbar, daher auch für Kinder geeignet
- Verschiedene Gurte oder Fußfixierung für den Passagier
- Extra-Akkupack für eine größere Reichweite





VeloPlus

Rollstuhltransportfahrrad

Das VeloPlus ist ein Fahrrad, das für den Transport von Personen im eigenen Rollstuhl verwendet werden kann. Der Rollstuhl kann mit dem Fahrgast einfach auf die kippbare Plattform geschoben werden, ohne dass Hebehilfen oder große Kraftanstrengung erforderlich sind. Das VeloPlus ist serienmäßig für einen Passagier inklusive Rollstuhl bis zu einem Gewicht von maximal 140 kg geeignet.

Der Rollstuhl wird mit einer Rollstuhlverriegelung und einem Gurt sicher am Rollstuhlfahrrad befestigt. Der niedrige Schwerpunkt und die breit aufgestellten Vorderräder machen dieses Fahrrad stabil. Dadurch ist das Fahrrad ideal für Fahrradtouren mit Rollstuhlfahrern.

Die optionale Tretunterstützung macht das Fahren mit diesem modern gestalteten Rollstuhlfahrrad noch einfacher.



”

***Mit diesem Fahrrad kann ich mit meinem Vater radeln
und gemeinsam wieder schöne Ausflüge machen.***

Jessica

Vorteile

- ✓ Passagier kann im eigenen Rollstuhl sitzen bleiben
- ✓ Kippbare Platte um Passagier im Rollstuhl auf das Fahrrad zu stellen
- ✓ Stabil und wendig durch tiefen Schwerpunkt und mitlenkende Vorderräder
- ✓ Drei Fixierhaken und Gurt zur sicheren Befestigung des Rollstuhls
- ✓ Geeignet für fast jeden manuellen Rollstuhl (max. 72 cm Breite)

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Pannensichere Reifen
- Elektrisches Seil-Windensystem, um den Rollstuhl auf das Rad zu setzen
- Zusätzlicher Akkupack für mehr Reichweite
- Verstärkte Vorderseite (Passagier inklusive Rollstuhl bis 200 kg)





”

**Unsere Kunden lieben das Radfahren. Sie kommen zu
,alten' vertrauten Orten und genießen es.**

Thomas



Chat

Rikscha Transportfahrrad

Das Chat ist eine Rikscha, in der ein Fahrer mit einem oder zwei Fahrgästen auf der Vorderseite radeln kann. Die Fahrgäste sitzen in einem ergonomischen Sitz mit Gurten und Federung. Der Fahrer sitzt dahinter und hat somit eine gute Sicht auf die Fahrgäste und den Verkehr.

Das Chat gibt Menschen die Möglichkeit, sich während einer angenehmen Radtour miteinander zu unterhalten. Das Fahrrad ist für Personen geeignet, die mit einem Fahrer unterwegs sein wollen. Mit dem Chat ist jede Fahrt ein wunderschöner Ausflug!



Vorteile

- ✓ Standardmäßig ausgestattet mit Tretunterstützung (smart E-Bike)
- ✓ Bequemes und sicheres Sitzen auf der Sitzbank vorne, durch Gurte
- ✓ Einfaches Aufsteigen durch verstellbare Fußplatte
- ✓ Günstiger als der Transport mit Bus/Taxi
- ✓ Leicht zu fahren

Beliebte Optionen/Zubehör

- Ein Verdeck, damit die Passagiere vor Sonne und Regen geschützt sind
- Zusätzlicher Akkupack für mehr Reichweite
- Spiegel für zusätzliche Sicherheit
- Stockhalter oder Fahrradtasche für das Mitnehmen von Utensilien
- Beinwärmer, sodass die Passagiere es auch an kalten Tagen warm haben



Technische Spezifikationen

	Easy Rider (M)	Easy Rider Compact	Easy Rider Compact Small	Easy Sport	Easy Sport Small	Maxi	Midi	Easy Go	Balance
Rahmenhöhe (cm)	-	-	-	-	-	53 ¹	41 ¹	-	51 ¹
Einstiegshöhe (cm)	35	32	32	52	41	28	25	29	22
Gewicht (± kg) (Ohne Elektrosystem, außer Chat und Easy Go)	49	39	37,5	39	36	29	27	64	26
Max. Gewicht Gepäckssystem (kg)	20	10	10	20	20	20	20	20	23
Länge (cm)	225 ¹ max.	174 max.	173	225 max.	186	180	168	166	182
Breite (cm)	78	73	73	80	77	75	75	72	66
Option: Teilbarer Rahmen	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Max. Benutzergewicht (kg) (pro Person)	140 ²	100	80	120	80	120	90	140	120
Innenbeinlänge (cm)	65-88 ¹	63-81	52-72	65-105 ¹	47-73 ¹	80-95 ¹	66-80 ¹	78-90 ¹	76-91 ¹

¹ = Anpassungsfähig ² = Verstärkte Ausführung möglich

	Fun2Go	FunTrain	Twinnny	Twinnny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	Veloplus	Chat
Rahmenhöhe (cm)	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ _V 52 ¹ _H	30 ¹ _V 52 ¹ _H	52	52	52
Einstiegshöhe (cm)	-	-	37 _V 44 _H	37,5 _V 45 _H	36 _V 43 _H	36 _V 45 _H	45	28	45
Gewicht (± kg)	76	76	35	44	39	48	58	64	97
Max. Gewicht Gepäckssystem (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Länge (cm)	199	193	259	261	244	246	214	253	232
Breite (cm)	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Option: Teilbarer Rahmen	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. Benutzergewicht (kg) (pro Person)	120	120	120	120	120	120	120	110/140 ³	120/200 ³
Innenbeinlänge (cm)	67-93 ¹	67-93 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ _V 77-89 ¹ _H	50-62 ¹ _V 77-89 ¹ _H	80-95	80-95	80-95

³ = VeloPlus: Fahrer max. 110 kg, Passagier + Rollstuhl max. 140 kg* (*Verstärkter Frontbereich max. 200 kg).
Chat: Fahrer max. 120 kg und Passagiergewicht im Sitz max. 200 kg.

V = Vorne
H = Hinten

Optionen/Zubehör

Um ein Van Raam Fahrrad an Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen, ist es möglich, das Fahrrad mit Optionen/Zubehör zu erweitern.

Für jedes Fahrradmodell gibt es spezielle Optionen, die Ihnen beim Radfahren helfen, Komfort bieten und/oder Ihr Fahrrad sicherer machen. Denken Sie hierbei an Fußschalen, Kurbelanpassungen, Gurte, Rückenlehnen, Schaltheifen, spezielle Lenker oder Sättel, Spiegel und Stockhalter. Es ist auch möglich, ein Van Raam Fahrrad in fast jeder RAL-Farbe pulverbeschichten zu lassen. Sie können diese Optionen für jedes Van Raam Fahrrad auf der Website einsehen.

Haben Sie Zweifel an den verschiedenen Optionen? Während eines Termins bei Van Raam schauen wir uns gemeinsam mit einem technischen Berater an, welches Fahrrad mit welchen Optionen am besten zu Ihnen passt. Während dieses Termins können Sie sich auch viele der gewählten Optionen für ein Van Raam Fahrrad ansehen und auch ausprobieren. So können Sie sicher sein, dass Sie die richtigen Optionen für Ihr Fahrrad wählen. Auf Seite 52 finden Sie weitere Informationen über einen Termin bei Van Raam.

Neben den Standardoptionen bietet Van Raam auch kundenspezifische Anpassungen an. Wir fertigen Rahmen für außergewöhnliche Längen, Körpergewichte oder andere körperliche Einschränkungen. Fragen Sie Van Raam nach den Möglichkeiten.

Sehen Sie sich hierneben die beliebtesten Optionen und Zubehörteile von Van Raam an.



Sehen Sie sich alle Optionen und Zubehörteile auf der Website an!

Tretunterstützung (smart E-Bike)



Fußschale



Sicherheitsgurt



Armlehne



Korb



Kurbelanpassung



Rückenlehne (mit Gurt)



Fußplatte



Spezial-Lenker



Tretunterstützung (smart E-Bike)

Alle Van Raam elektrische Fahrräder sind mit dem Silent System ausgestattet. Dieses System bietet Tretunterstützung während des Radfahrens. Das Motorgehäuse, Akkus, Kontroller, Software und Smart Display sind für unsere angepassten Fahrräder speziell von uns entwickelt worden. Das System ist einfach im Gebrauch und vereinfacht das Radfahren.

Vorteile des Silent Systems

- ✓ Drei verschiedene Unterstützungsprogramme und Starthilfe
- ✓ Einfach im Gebrauch
- ✓ Nahezu geräuschlose, aber sehr kräftige Elektromotoren
- ✓ Äußerst hochwertige und sichere Akkus
- ✓ Individuell programmierbare Unterstützung
- ✓ Jahrelanger Sieger ExtraEnergy Test
- ✓ Smart E-Bike
- ✓ Kostenlose Van Raam E-Bike App
- ✓ Vor- und rückwärts Rad fahren mit Tretunterstützung (außer Zweirädern und Fahrrädern mit Rücktrittbremse)

Starthilfe

Das Silent Elektrosystem ist standardmäßig mit einer Starthilfe ausgestattet: Falls gewünscht, können Sie, ohne selber zu treten, eine Strecke von ungefähr 10 Metern mit 6 km pro Stunde fahren.


Smart E-Bike mit App

Alle Elektrofahräder von Van Raam sind Smart E-Bikes und verfügen über das Van Raam Tretunterstützungssystem. Mit der Van Raam App auf Ihrem Telefon können Sie Unterstützungsprogramme an Ihrem Fahrrad ändern und Informationen über das Fahrrad einsehen. Diese App können Sie kostenlos im App Store Ihres Smartphones herunterladen.

VR1F Motor Silent Elektrosystems



Van Raam E-Bike App



Silent Smart Display

Alle unsere elektrischen Fahrräder sind mit dem Silent Smart Display ausgestattet. Dieses Display hat Tasten, mit denen Sie einfach zwischen den Unterstützungsprogrammen wechseln und einen Informationsbildschirm anzeigen können.



Silent Smart Display

Akkus

Van Raam verwendet zwei verschiedene Li-Ion-Akkus aus den Niederlanden, die viele Ladezyklen haben. Akkus werden mit einem geräuschlosen und kräftigen Ladegerät (6 Ampère) mit einem Magnetanschluss geliefert, sodass es einfach und mit einer Hand an den Akku verbunden werden kann.

Elektrische Dreiräder, Parallel-Tandems und Dreirad-Tandems haben einen Cube Li-Ion-Akku (11 oder 23 Ah) und die andere elektrische Fahrräder haben einen Slim Li-Ion Akku (13 Ah). Die Akkus verfügen über eine hohe Kapazität und auf manchen Fahrrädern ist es möglich, 2 Akkus zu benutzen, die zusammen eine maximale Kapazität von 1760 Wh haben.

Das Silent Elektrosystem hat 3 Motoren, der VR1F Silent, VR2F Silent HT und VR2R Silent HT. Diese Motoren liefern eine maximal nominale kontinuierliche Kapazität von 250 Watt.

Akku-Anzeige

Auf dem Display können Sie außerdem den Zustand Ihres Akkus erkennen. Die Akku-Anzeige stellt dar, wie voll der Akku ist. Diese Anzeige wird auch an dem Akku über LEDs dargestellt. Diese Akku-Anzeige besteht aus fünf grünen LEDs, von denen die ganz linke auch rot leuchten kann.



Cube Li-ion Akku





Über Van Raam

Van Raam hat eine mehr als 110-jährige Geschichte und stellt seit fast 100 Jahren Fahrräder her. Seit 1986 liegt der Fokus auf Spezialfahrräder. Wir haben eine Geschichte als Rahmenbauer und sind Spezialist und Weltmarktführer für Spezialfahrräder.

Ein Van Raam Fahrrad macht Menschen mobil und gibt ihnen mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Wir haben daher eine große Auswahl an Fahrrädern für Menschen mit Behinderungen. Die einzigartigen Fahreigenschaften jedes Van Raam Fahrrades sorgen für ein besonderes Fahrgefühl.

Unsere niederländischen Qualitätsfahrräder werden von unserer eigenen Entwicklungsabteilung entworfen und die Produktion erfolgt fast vollständig im Haus. Mit innovativen und modernen Fertigungstechniken und durch das Hinzufügen von Optionen, Zubehör und Rahmenanpassungen können wir für fast jeden ein passendes Spezialfahrrad herstellen.



Lesen Sie mehr über Van Raam

Van Raam

- ✓ Mehr als 110 Jahre Erfahrung
- ✓ Stolztes Familienunternehmen
- ✓ Macht Menschen mobil
- ✓ Maßgeschneidert
- ✓ Spezialist und Weltmarktführer
- ✓ Niederländische Qualität
- ✓ Innovative und moderne Produktion

Innovation

Bei Van Raam arbeiten wir ständig an der Verbesserung und Erneuerung unserer Produkte und Prozesse. Van Raam strebt in jeder Abteilung nach Innovation und Entwicklung. Wir sind deshalb stolz darauf, dass wir unsere Fahrräder mit modernsten Produktionsmethoden weiterentwickelt haben. Seit Dezember 2018 tun wir dies in unserer nachhaltigen und modernen Fahrradfabrik in Varsseveld.

Wir haben mehrere Innovationspreise gewonnen und sind führend in Smart Industry und Smart Working. Mit der Entwicklung von Smart Industry hat Van Raam begonnen, vieles zu digitalisieren, zu automatisieren und zu robotisieren.

Die folgenden innovativen Entwicklungen gelten für Van Raam:

- ✓ Fokus auf Nachhaltigkeit und die Umwelt
- ✓ Moderne Techniken und Maschinen
- ✓ Soziale Verantwortung des Unternehmens
- ✓ Zusammenarbeit mit Studenten (Innovationshub Innovar)


Die Mitarbeiter bei Van Raam



3D-Scanner



Schweißroboter





Konfigurator

Bei Van Raam haben Sie die Möglichkeit, Ihr eigenes Fahrrad online zusammenzustellen. Hier können Sie alle Möglichkeiten für Ihr Fahrrad auswählen und beliebige Optionen hinzufügen.

Wenn Sie Ihr Fahrrad nach Ihren Wünschen zusammengestellt haben, können Sie genau sehen, was Ihr einzigartiges Van Raam Fahrrad kosten wird.



Scannen Sie diesen QR-Code und stellen Sie Ihr Fahrrad mit dem Online-Konfigurator zusammen.

Händler

Der Verkauf von Van Raam-Fahrrädern wird von unseren Händlern durchgeführt. Van Raam Fahrräder sind international bei den auf unserer Website aufgeführten Händlern erhältlich. Wir haben verschiedene Arten von Händlern, zum Beispiel Premium-Händler, Reha-Spezialisten, Servicepartner und Verleihstationen.

Bei einigen Händlern ist es auch möglich, eine Probefahrt zu machen. Die Premium-Händler haben mehrere Fahrräder von Van Raam in ihrem Ausstellungsräumen. Außerdem ist bei Premium-Händlern immer ein Fachmann anwesend und der Händler verfügt über eine Werkstatt und die Kompetenz, Servicearbeiten durchzuführen.

Sehen Sie welcher Händler bei Ihnen in Ihrer Nähe ist auf www.vanraam.com/handler

Anschaffung

Ausstellungsraum

In unserem geräumigen Ausstellungsraum in Varsseveld stehen alle Fahrräder von Van Raam. Neben Dreirädern, Rollstuhlfahrrädern, Tandems, einem Fahrrad mit tiefem Einstieg, einem Transportfahrrad und dem Elektromobil-Dreirad sind auch die beliebtesten Optionen und Zubehörteile im Ausstellungsraum vertreten. Sie können den Van Raam Ausstellungsraum nach Vereinbarung besuchen. Sehen Sie sich die meistgewählten Optionen und Zubehörteile auf Seite 46 an.

Außerdem hat Van Raam einen Ausstellungsraum/Beratungszentrum in Süddeutschland. Hier können Sie alle Fahrräder von Van Raam Probe fahren, genau wie in den Niederlanden.

Probefahrt bei Van Raam

Eine ausgiebige Probefahrt mit einem Van Raam Fahrrad ist sehr wichtig, denn ein Spezialrad unterscheidet sich stark von einem normalen Zweirad.

Haben Sie Interesse an einem Van Raam Fahrrad? Sie können einen Termin für eine Probefahrt mit einem oder mehreren Fahrrädern in einem unserer Ausstellungsräume vereinbaren. Sie können einen Termin über das Kontaktformular auf unserer Website anfragen, oder kontaktieren Sie Van Raam per Telefon.

Während des Termins werden Sie von unseren Beratern bei einer Tasse Kaffee oder Tee fachkundig beraten. In Varsseveld können Sie dies sogar auf einer Teststrecke.



Planen Sie eine Probefahrt!



Customer Care

Unser Customer Care Team ist für Sie da!

Bei Van Raam steht unser Customer Care Team unseren Endnutzern zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder möchten Sie einen Termin für einen Besuch in unserem Showroom vereinbaren? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir bieten Antworten und Lösungen. Bei einem Besuch in unserem Showroom überlegen wir gemeinsam mit Ihnen, welches Fahrrad und welche möglichen Anpassungen am besten für Sie geeignet sind.

Zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Sie optimal von Ihrem Van Raam Fahrrad profitieren können. Haben Sie bereits ein Van Raam Fahrrad und Fragen zu Service, Garantie oder Ersatzteilen? Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Service

Garantie

Van Raam steht für Qualität. Beim Kauf eines Van Raam Fahrrads erhalten Sie eine umfangreiche Herstellergarantie. Wir haben Fachhändler in der ganzen Welt, die unsere Spezialfahrräder verkaufen. Die Van Raam Händler bestellen die Fahrräder und kümmern sich um die Auslieferung an den Kunden. Sie bieten auch Service und übernehmen die Garantie. Es ist wichtig, dass Ihr Van Raam Fahrrad mindestens einmal pro Jahr von einem Fachhändler überprüft wird, um weiterhin die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Dies sorgt auch für ein dauerhaft optimales Fahrgefühl.

Wartung des Van Raam Fahrrads

Ein gut gewartetes Fahrrad bereitet Ihnen mehr und länger Freude am Fahren. Um Ihr Fahrrad in optimalem Zustand zu halten, können leichte Wartungsarbeiten (wie Reinigen und Schmieren des Fahrrads) und regelmäßige Einstellarbeiten durchgeführt werden. Dies ist pro Van Raam Fahrrad unterschiedlich. Es ist wichtig zu wissen, was selbst gewartet werden kann und was vom Van Raam Händler erledigt werden muss.



Weitere Informationen zur Wartung finden Sie in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Fahrrads. Gebrauchsanweisungen finden Sie auf der Produktseite des Fahrrads unter www.vanraam.com

Reparaturen über Ihren Van Raam Händler

Wenn trotz ordnungsgemäßer Wartung eine Störung oder ein Defekt an einem Fahrrad auftritt, können Sie sich zur Reparatur an Ihren Van Raam Händler wenden. Reparaturen, Wartungen und Änderungen werden mit Originalteilen von Van Raam durchgeführt. Wenn ein Händler noch eine Frage hat, kann er sich jederzeit an die Serviceabteilung von Van Raam wenden.

Folgen Sie Van Raam online

Alle Neuigkeiten und Informationen über Van Raam finden Sie auf unserer Website www.vanraam.com. Folgen Sie uns auf den Social Media Kanälen YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und LinkedIn und verpassen Sie nichts mehr. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und entdecken Sie neue Produkt-, Instruktions- oder Informationsvideos.



Colofon

Dieser Produktleitfaden ist eine Veröffentlichung von Van Raam Mobility B.V. Kein Teil dieses Produktleitfadens darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Van Raam Mobility B.V. durch Druck, Fotokopie, Tonaufnahme, elektronische Medien oder auf andere Weise vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich gemacht werden.

Die in diesem Leitfaden gezeigten Bilder können Optionen darstellen, die nicht zur Standardausführung der Fahrräder gehören. Darüber hinaus können Spezifikationen und Details der Fahrräder nach Erscheinen dieses Leitfadens geändert worden sein. Lesen Sie immer die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie unsere Fahrräder in Betrieb nehmen. Copyright ©. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Version 3.



Van Raam

Hersteller von Spezialfahrrädern

Guldenweg 23, 7051 HT Varsseveld, Niederlande

+31 (0)315 - 25 73 70 info@vanraam.com www.vanraam.com

