

Technische specificaties

	Easy Rider (M)	Easy Rider Compact	Easy Rider Compact Small	Easy Sport	Easy Sport Small	Maxi	Midi	Easy Go	Balance
Framehoogte (cm)	-	-	-	-	-	53 ¹	41 ¹	-	51 ¹
Instaphoogte (cm)	35	32	32	52	41	28	25	29	22
Gewicht (± kg) (zonder elektro-systeem, m.u.v. Chat en Easy Go)	49	39	37,5	39	36	29	27	64	26
Max. gewicht bagagesysteem (kg)	20	10	10	20	20	20	20	20	23
Langte (cm)	225 ¹ max.	174 max.	173	225 max.	186	180	168	166	182
Breedte (cm)	78	73	73	80	77	75	75	72	66
Optie deelbaar frame	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-
Max. gebruikersgewicht (kg) (per persoon)	140 ²	100	80	120	80	120	90	140	120
Binnenbeenlengte (cm)	65-88 ¹	63-81	52-72	65-105 ¹	47-73 ¹	80-95 ¹	66-80 ¹	78-90 ¹	76-91 ¹

¹ = Aanpasbaar ² = Versterkte uitvoering mogelijk

	Fun2Go	FunTrain	Twinnny	Twinnny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Framehoogte (cm)	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ V 52 ¹ A	30 ¹ V 52 ¹ A	52	52	52
Instaphoogte (cm)	-	-	37 V 44 A	37,5 V 45 A	36 V 43 A	36 V 45 A	45	28	45
Gewicht (± kg)	76	76	35	44	39	48	58	64	97
Max. gewicht bagagesysteem (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Langte (cm)	199	193	259	261	244	246	214	253	232
Breedte (cm)	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Optie deelbaar frame	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. gebruikersgewicht (kg)	120	120	120	120	120	120	120	110/140 ³	120/200 ³
Binnenbeenlengte (cm)	67-93 ¹	67-93 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ V 77-89 ¹ A	50-62 ¹ V 77-89 ¹ A	80-95	80-95	80-95

³ = VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg* (*versterkte voorzijde max. 200 kg).
Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.

V = Voor
A = Achter